



● 日本原裝進口

# iMSPA5000 自動洗浴機 臥躺式

科技照護 提升機構營運績效



## 省時

自動洗浴，人工洗髮同步進行  
洗澡時間可控、時間彈性運用

## 安全

減少移動  
綁帶確保安全

## 尊嚴

保護隱私

## 減勞

輕鬆搬運  
減少人力

## 乾淨衛生

專屬消毒劑定期清洗



- 提升生活品質 | 穩定、溫和的洗澡體驗，讓住民享受舒適、高品質的照護
- 提升機構形象 | 引進先進的設備及貼心服務，令住民和家屬更放心
- 提高效率、減少工作風險 | 洗浴機分擔工作負擔，節省時間和人力，也減少跌倒風險

介紹影片



Meeting society's needs with nature's blessings.

**AIR WATER**

### 【洗浴機日本第一品牌】

積極推廣居家醫療、福利照護等服務  
為沐浴者帶來最美笑容的同時，降低管理成本、緩解勞動力短缺問題

**imedtac** 慧誠智醫  
Transforming Healthcare Through AIoT

☎ 02-2252-3030

✉ sales@imedtac.com

## 導入效益



### 照護人員

- ✓ 降低搬運及移動力氣消耗
- ✓ 減少洗澡時間，專注專業照護



### 被照護者

- ✓ 享受洗澡、放鬆身心
- ✓ 保護隱私，有尊嚴



### 管理者

- ✓ 降低人力成本
- ✓ 節省水資源

### 縮短洗浴時間 | 減少輔助人力



## 規格介紹

### NS5000 本體 & 控制箱CX-50V

外型尺寸	2,008 深×948 寬×1,510 高 mm
重量	125 公斤
材質	玻璃鋼FRP
噴頭數量	16
主花灑流量	約13升/分



### 腳踏升降台

外型尺寸	2,127 深×680 寬×746~996 高 mm
重量	73 公斤
材質	不鏽鋼/ABS樹脂/玻璃鋼FRP
可升降距離	250 mm
可鎖腳輪	直徑150 mm





● 日本原裝進口

# iMSPA2500 自動洗浴機 躺椅式

科技照護 提升機構營運績效



## 減勞

低壓氣體阻尼  
輕鬆調整座椅

## 安全

可鎖腳輪、綁帶  
確保移動安全

## 省時

自動洗浴，人工洗髮同步進行  
洗澡時間可控、時間彈性運用

## 尊嚴

保護隱私

## 乾淨衛生

專屬消毒劑定期清洗

- 提升生活品質 | 穩定、溫和的洗澡體驗，讓住民享受舒適、高品質的照護
- 提升機構形象 | 引進先進的設備及貼心服務，令住民和家屬更放心
- 提高效率、減少工作風險 | 洗浴機分擔工作負擔，節省時間和人力，也減少跌倒風險

介紹影片



Meeting society's needs with nature's blessings.  
**Aw AIR WATER**

### 【洗浴機日本第一品牌】

積極推廣居家醫療、福利照護等服務  
為沐浴者帶來最美笑容的同時，降低管理成本、緩解勞動力短缺問題

**imedtac** 慧誠智醫  
Transforming Healthcare Through AIoT

☎ 02-2252-3030

✉ sales@imedtac.com

## 導入效益



照護人員

- ✓ 降低搬運及移動力氣消耗
- ✓ 減少洗澡時間，專注專業照護



被照護者

- ✓ 享受洗澡、放鬆身心
- ✓ 保護隱私，有尊嚴



管理者

- ✓ 降低人力成本
- ✓ 節省水資源

### 縮短洗浴時間 | 減少輔助人力

導入前/後流程						耗時	耗用人力	
傳統式	準備	移動	入浴	洗髮	洗身	穿衣	20分	6人
iMSPA	準備	推入	同時進行、洗澡時間可控			穿衣	10分	1人

## 規格介紹

### NB2500 本體 & 控制箱CX-50V

外型尺寸	2,250 深×1,090 寬×1,100 高 mm
重量	75 公斤
材質	玻璃鋼FRP
噴頭數量	21
主花灑流量	約16升/分



### 可調式躺椅

兩張椅子交替使用為下一位入浴者提前準備、預洗，提高入浴效率！

外型尺寸	1,085 深×615 寬×1,015 高 mm
外型尺寸	傾斜時:1,392 深×615 寬×720 高 mm)
傾斜裝置	低壓氣體阻尼式
重量	31 公斤
材質	不鏽鋼/發泡聚乙烯(EPE)
可升降距離	傾斜角度30°-70°
腳輪	前輪直徑100 mm、後輪直徑300mm(可鎖)

